

PREMIUM ALGINATE SYSTEM

CAVEX ALGINAT ADHÄSIV

Für zuverlässige Haftung
zwischen Abformlöffel und
Alginat. für zahnlose Kiefer und
Unterfütterungen.



YOUR
IMPRESSION
IS OUR
SPECIALTY


CAVEX

PREMIUM ALGINATE SYSTEM

CAVEX Alginate Adhäsiv

Cavex Alginate Adhäsiv optimiert sowohl die mechanische als auch die chemische Verbindung zwischen Abdrucklöffel und Alginate. Das Produkt verhindert, dass sich der Abdruck vom Löffel löst, wenn dieser aus dem Mund des Patienten genommen wird.

Dank eines benutzerfreundlichen Pinsels in der Kappe und der auffälligen blauen Farbe lässt sich Cavex Alginate Adhäsive sehr einfach auftragen. Darüber hinaus werden beim Auftragen mit Hilfe eines Pinsels im Vergleich zu einem Spray weniger schädliche Dämpfe freigesetzt. Daher sind keine besonderen Belüftungsmaßnahmen erforderlich.



Eigenschaften

- Stärkt die physikalische und chemische Haftung zwischen Abformlöffel und Alginate
- Verringert die Deformierung der Abformung beim Herausnehmen aus dem Mund und verbessert damit insgesamt die Qualität der Abformung
- Speziell zum Gebrauch mit Metall- und Kunststofflöffeln entwickelt
- Präzise sparsame Anwendung durch Pinsel im Schraubverschluss
- Flascheninhalt reicht für 50 Anwendungen
- Die blaue Farbe erleichtert die Applikation
- Pinselapplikation statt Spray vermeidet Aerosol
- Rückstände des Adhäsivs werden mit Isopropylalkohol oder Ethanol leicht entfernt

YOUR
IMPRESSION
IS OUR
SPECIALTY

CAVEX