

Zubehör & Ersatzteilliste

e88 Endomotor + e98 Apexlocator



Inhalt

- Winkelstück-Kopf
- Motorhandstück
- Datenübertragungskabel
- Netzteil
- Isolierhülse
- Sprühdüse
- Untersatz des Handstücks

e88 Endomotor



e8801 Winkelstück-Kopf



e8802 Isolierhülse



e8803 USB-Kabel



e8804 Endomotor-Sprühdüse



e8898 Netzteil



Inhalt

- Apexlocator (Haupteinheit)
- Messdraht
- Feilenklammer (2 Stück)
- Lippenhaken (2 Stück)
- Tester
- Netzteil

e98 Apexlocator



e9803 Feilenklammer



e9802 Lippenhaken



e9801 Messdraht



e9804 Tester

e88 Endomotor + e98 Apexlocator

Eine perfekte Verbindung



Dental Contact Vertriebs KG
Im Spiet 101
D 26506 Norden



Tel.: 04931 9809681
info@dental-contact.de
www.dental-contact.de

Dental-Contact Vertriebs KG
Hauptstraße 52
AT 2381 Laab im Walde






Tel.: 0676 4655990
info@dental-contact.at
www.dental-contact.at



Handbücher

e88 Endomotor

4 Vorwärts- und Hin- und Herbewegungsmodi für alle kontinuierlich rotierenden Feilen

-  1. vorwärts 150° - rückwärts 30°
-  2. vorwärts 180° - rückwärts 30°
-  3. vorwärts 210° - rückwärts 30°
-  4. vorwärts 250° - rückwärts 30°

Rückwärts- und Hin- und Herbewegungsmodi für hin- und hergehende Feilen

- 1. vorwärts 30° - rückwärts 150°

-  autoklavierbarer Kopf
-  Miniaturkopf
-  abnehmbarer Kopf
-  360° verstellbarer Winkelstückkopf

- automatische Drehmomentumkehr
- maximale Geschwindigkeit 1000 U/min
- 360° Vorwärtsdrehbewegung
- wählbare Geschwindigkeits- und Drehmoment-einstellungen
- wählbare Speicherprogramme
- kann mit Apexlocator e98 verbunden werden
- digitales OLED-Display
- leiser Motor
- beidhändiges Display
- Drehmomentkalibrierung






e98 Apexlocator

Der Apexlocator e98 liefert dank modernster Multi-Frequenz-Technologie und einem Hochgeschwindigkeits-Chip schnelle und präzise Messergebnisse. Das kompakte Design, ergänzt durch einen 3,5 Zoll Farb-LCD-Bildschirm, ermöglicht eine klare Darstellung und erleichtert die Bedienung. Der silikonummantelte Feilenclip ist autoklavierbar und hält über 1000 Sterilisationszyklen stand, wodurch Kreuzkontamination verhindert werden. Zusätzlich bietet der Lippenhaken aus 316L-Edelstahl extra Sicherheit. Ausgestattet mit einer leistungsstarken 1.500 mAh Lithium-Ionen-Batterie und einem stabilen, platzsparenden Design ist der e98 perfekt für den Einsatz in der zahnärztliche Praxis geeignet.

Für maximale Effizienz kann er mit dem Endomotor e88 kombiniert werden.

Technische Daten

- Abmessungen: 20 cm x 17,5 cm x 7 cm
- Gewicht: 660 g
- Display: 3,5 Zoll Farb-LCD
- Schutzklasse: IPX 0
- Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku 3,7 V, 1500 mAh
- Leistungsaufnahme: 0,3 W
- Betriebstemperatur: 10°C bis 40°C

-  Start-Stopp-Automatik
-  apikale Umkehrung
-  apikale Verlangsamung

